



¡No Se Permiten Mordidas!

Su niño ha sido moldeado con un TOOTHCHÉ... un aparato protector para proteger la lengua, los labios y mejillas de sus propios dientes.

Mantenga el TOOTHCHÉ en posición hasta que la anestesia se vaya.

El TOOTHCHÉ fue amoldado individualmente para encajar en el lado que está dormido o anestesiado porque ésta es el área más propensa a ser lastimada después del tratamiento dental.

El TOOTHCHÉ provee un poco más de cariño hacia su niño porque a nuestros empleados les importa lo que le ocurre a su niño después de que la cita dental termina.

Por favor asegúrese de que el TOOTHCHÉ se mantenga en posición mientras el área está dormida para prevenir mordidas traumáticas **a los labios, lengua y mejillas.**

Si quiere saber más respecto al uso o cuidado de el TOOTHCHÉ después del tratamiento dental, instrucciones detalladas están en la parte de atrás de esta forma.

Si tiene alguna pregunta respecto al TOOTHCHÉ o el tratamiento dental recibido hoy, por favor no deje de preguntar.

¡Gracias por confiar en nosotros con el tratamiento dental de su familia!



IN'D'Zone

Toothché Instrucciones de Cuidado y Uso
© Copyright 2008 IN D'Zone, Inc., All Rights Reserved



Instrucciones Detalladas de Cuidado y Uso

Al fin, usted y su doctor podrán trabajar juntos para prevenir heridas causadas por mordidas después de tener trabajo dental. Simplemente mantenga el Toothché ~ TLC Protector en su sitio como está explicado en las siguientes instrucciones de uso y cuidado. Para asegurarse de que quede cómodo, el doctor adapta el protector alrededor de los dientes antes de aplicar la anestesia local.

Si el Toothché se coloca en *su boca*, se dará cuenta de que solamente es cómodo si se coloca en la posición en que originalmente el doctor lo adaptó. Si el Toothché se coloca en *la boca de su hijo*, entonces ellos tendrán que mantenerlo en esa posición "cómoda" y aguantarlo en posición poniendo un poco de presión mordiéndolo. Si se quejan de que es incómodo, entonces es posible de que el protector no está en la posición en que originalmente se adaptó por el doctor, o que otro factor está envuelto. Usted puede determinar si el protector necesita acomodarse cuidadosamente observando las siguientes cosas.

Primero, la boca, y especialmente los dientes, deben de estar en la *posición cerrada*.

Mientras los dientes estén mantenidos en la posición cerrada la apariencia de la cara del niño no se debe de ver diferente de lo normal. Es posible de que los labios aparenten estar un poco prominentes debido al grueso de las paredes protectoras. Si aparentan excesivamente prominentes como si estuviesen brotados hacia afuera y el mango está alineado apropiadamente (como se discute luego), entonces el protector está fuera de sitio hacia al frente. Haga que el niño abra la boca y vuelva a colocar el protector en la posición apropiada, ayudándolo si es necesario.

Además de observar a tener una *apariencia generalmente normal*, usted puede chequear la posición del protector observando la posición del mango, comparándolo con el medio de la cara. El hueco del mango puede ayudar a determinar esto, pues debe de alinearse con la hendidura que está presente en el medio de el labio de arriba. El hueco, o mango, puede que no esté perfectamente alineados después de la posición inicial. Pero si no están alineados con el medio de la cara y el niño se queja de que el protector no está cómodo entonces el mango se puede usar para colocar el protector de nuevo para que esté mejor alineado.

Segundo, haga que el niño abra los *labios solamente* (una "Sonrisa Grande") y chequee la posición de los dientes par ver si los dientes están apropiadamente entre medio de las paredes protectoras de arriba y abajo, que limitan el lado de la lengua y el lado de la mejilla del protector.

Si los dientes están dentro de las depresiones de arriba y abajo del protector, entonces chequee la posición apropiada mirando como los dientes se almodan a las impresiones que se formaron originalmente por el doctor en las superficies de morder del protector. Si la posición de los dientes concuerdan y el mango está alineado con el medio de la boca y la cara, entonces el protector está en la posición apropiada. Si no, vuelva a poner el protector para que los dientes y las impresiones correspondan y recuérdle al niño de que el protector se va a sentir más cómodo si continúan manteniéndolo en la posición actual.

Si los dientes no están dentro de las depresiones de arriba y abajo del protector, dígame al niño que abra la boca y vuelva a ponerlo en la posición correcta. Si necesitan asistencia en poner el protector en la posición correcta, generalmente es más fácil si pone los dientes de abajo primero y después que el niño cierre *despacio* (esto también se puede hacer poniendo el protector en los dientes de arriba primero). Ya que los dientes estén cerrados entre las depresiones del protector, chequee el alineamiento para estar seguro de que la posición de los dientes están en las impresiones y que el mango está alineado con el medio de la boca y la cara, como mencionado anteriormente. Haga pequeños ajustamientos en la posición del protector como sea necesario.

Si determina que el protector está en la posición correcta después de chequear estas cosas, y su niño todavía se queja de que no está cómodo, entonces la incomodidad es probablemente otro factor y sería mejor chequear con el doctor para determinar la acción correcta. Es importante darse cuenta de que su doctor haya escogido enganchar una cinta para el protector por el hueco de el mango. El lado opuesto de la cinta tiene un clip para agarrarlo de la ropa del niño, parecido a los que se usan para asegurar lo bobos/chupete. La cinta ayuda a asegurar el protector y prevenir que se pierda, si se sale de sitio el protector de la boca o si es necesario removerlo temporeramente. **NO ENROLLE LA CINTA ALREDEDOR DE LA CABEZA DEL NIÑO.**

Por favor recuerde que el Toothché fue diseñado para el "USO DE UN PACIENTE SOLAMENTE" y después de su *uso debe de botarse*.

IN'D'Zone

Toothché Instrucciones de Cuidado y Uso
© Copyright 2008 IN D'Zone, Inc., All Rights Reserved